

Wir begleiten
Ihre erfolgreiche
Getränkeherstellung

**SCHLISSMANN
SCHWÄBISCH HALL**



Tel. 07 91 - 9 71 91-0 • Fax 9 71 91-25
C. Schliessmann Kellerei-Chemie GmbH & Co.KG
Auwiesenstr. 5 • D-74523 Schwäbisch Hall

Getränkeanalytik

Hand-pH-Meter

Stand 07_2012

- Exakte pH-Wert-Messung in Maische, Most und Wein -

Seite 1/1

- ① **Brenner-pH-Meter-Set im Koffer**
inkl. auswechselbarer Elektrode, 9V-Batteriebetrieb, Pufferlösungen und Aufbewahrungskoffer, manuelle Temperaturkorrektur, einfache Bedienung
- ② **WTW pH-Meter 3110 SET 2**, inkl. auswechselbarer Elektrode mit integriertem Temperaturmeßfühler, 4 x 1,5V-Batteriebetrieb, Pufferlösungen und Aufbewahrungskoffer, automatische Temperaturkompensation, Kalibrierautomatik

Ersatzelektrode SenTix 41

- ③ **WTW pH-Meter 3310 SET 2**, wie 2., jedoch für Netzbetrieb und Schnittstelle USB-B (Netzteil extra optional)

Weitbereichsnetzteil NT USB für WTW pH-Meter 3310 SET 2

(nur nötig, wenn das pH-Meter nicht über die Schnittstelle USB-B mit einem PC verbunden wird)



(Abbildung ähnlich)

②



③

